



**Solótica**<sup>®</sup>  
contact lenses

Hidrocor

Naturalcolors

Hidrocor Mensual

Solflex  
Naturalcolors

Hidrocor Rio





Créée en 1949 à Sao Paulo au Brésil, la marque Solotica est reconnue dans le monde entier pour ses lentilles de contact de couleurs naturelles. Les lentilles Solotica séduisent pour leur confort inégalable.

Leader sur le marché brésilien, les lentilles Solotica sont disponibles en Europe depuis 2016 grâce à leur certification CE.

Solotica propose à ses clients des lentilles avec correction sphérique, torique ou sans correction.

Distributeur officiel exclusif de Solotica en Europe, Auva Vision propose depuis 2013 les meilleures marques de lentilles de couleur dans le monde entier.

# Aquarella

BEAUTY CONTACT LENSES



Cyan Blue



Golden Ochre



Sea Green



Sepia Gray




Sienna Brown

**MATERIAL** | 42% HIOXIFILCON A, 58% WATER CONTENT  
**BASE CURVE** | 8.7 MM  
**DIAMETER** | 14.2 MM  
**PACK SIZE** | 10 LENSES

Plano

Avec correction: de -0,50 à -4,00 par pas de 0,25  
de -4,00 à -6,00 par pas de 0,50

# SOLOTICA SOLFLEX NATURALCOLORS | MENSUELLES




Solotica® Solflex Naturalcolors Quartzo

D'une précision exceptionnelle, les lentilles Solflex Naturalcolors offrent un regard ultra naturel.

Cet effet est renforcé par le contour de l'iris.

**Indications : utilisation cosmétique et myopie.**



	Base Curve	Kératométrie	Correction	Diamètre	Matériel
Plano	8.7	41.00 à 46.00	Sans correction	14.2	Polymacon 38%
Correction	8.7	41.00 à 46.00	-1.00 à -5.00 en palier 0.50	14.2	Polymacon 38%


# SOLOTICA NATURALCOLORS | ANNUELLES



Solotica® Hidrocor Cristal

Grâce à leur pigmentation uniforme et à leur discret contour des yeux, les Naturalcolors offrent un regard des plus naturel. Cette gamme est composée de 8 tons.

**Indications : utilisation cosmétique, myopie, presbytie et astigmatisme.**




	Base Curve	Kératométrie	Correction	Diamètre	Matériel
Plano & Correction	8.7	41.00 à 46.00	-15.00 à +15.00 en palier de 0.25 -/+6.00 en palier de 0.5	14.2	Polymacon 38%
Torique	9.1	38.00 à 40.75	Sphère -20.00 à +10.00 en palier de 0.25	14.8	Polymacon 38%
	8.9	41.00 à 44.75	Cylindre -0.75 à -7.00 en palier de 0.25		
	8.7	45.00 à 48.00	Axe 1° à 180° en palier de 1°		

# SOLOTICA HIDROCOR | MENSUELLES



Extrêmement confortables, les lentilles de couleur Hidrocor sont naturelles. Leur pigmentation est uniforme. Sans contour ces lentilles sont disponibles en 5 tons différents.

**Indications : utilisation cosmétique et myopie.**



	Base Curve	Kératométrie	Correction	Diamètre	Matériel
Plano	8.7	41.00 à 46.00	Sans correction	14.2	Polymacon 38%
Correction	8.7	41.00 à 46.00	-1.00 à -5.00 en palier 0.50	14.2	Polymacon 38%

# SOLOTICA HIDROCOR | ANNUELLES



Solotica® Hidrocor Topazio

Extrêmement confortables, les lentilles de Couleur Hidrocor sont naturelles. Leur pigmentation est uniforme. Sans contour ces lentilles sont disponibles en 9 tons différents.

**Indications : utilisation cosmétique, myopie, presbytie et astigmatisme.**



	Base Curve	Kératométrie	Correction	Diamètre	Matériel
Plano & Correction	8.7	41.00 à 46.00	-15.00 à +15.00 en palier de 0.25 -/+6.00 en pallier de 0.5	14.2	Polymacon 38%
Torique	9.1	38.00 à 40.75	Sphère -20.00 à +10.00 en palier de 0.25	14.8	Polymacon 38%
	8.9	41.00 à 44.75	Cylindre -0.75 à -7.00 en palier de 0.25		
	8.7	45.00 à 48.00	Axe 1° à 180° en palier de 1°		



hidrocor

Color Contact Lenses



# hidrocor

Color Contact Lenses

Precious stones were the inspiration to create this collection.  
Vibrant and trending colors will give your eyes an unforgettable shine.




Jade



Aquamarine



Safira



# hidrocor

Color Contact Lenses



Material - Polymacon • Water content: 38% • Base curve: 8,7 • Diameter: 14,2mm  
Powers: -15,00 to +15,00D • Replacement: Annual

Toric • Powers: Esf. -20,00 to +10,00D | Cyl. -00,75 to -7,00 • Base curve: 8,7 | 8,9 | 9,1 • Diameter: 14,8mm

# SOLOTICA HIDROCOR RIO | ANNUELLES



Solotica® Hidrocor Copacabana

Du vert forestier au ciel lumineux de Rio de Janeiro au Brésil, chaque couleur de la collection Rio a sa propre histoire. Les Lentilles Rio couvrent complètement l'iris et changent totalement la couleur des yeux.



BUZIOS



COPACABANA



IPANEMA



PARATI



	Base Curve	Kératométrie	Correction	Diamètre	Matériel
Plano & Correction	8.7	41.00 à 46.00	-15.00 à +15.00 en palier de 0.25 -/+6.00 en palier de 0.5	14.2	Polymacon 38%
Torique	9.1	38.00 à 40.75	Sphère -20.00 à +10.00 en palier de 0.25	14.8	Polymacon 38%
	8.9	41.00 à 44.75	Cylindre -0.75 à -7.00 en palier de 0.25		
	8.7	45.00 à 48.00	Axe 1° à 180° en palier de 1°		

VOTRE CONTACT



Solotica® Hidrocor Copacabana

**FSB SERVICES**  
WWW.FSBSERVICES.BE

AVENUE PAUL HENRI SPAAK 31  
1060 BRUXELLES

WWW.FSBSERVICES.BE

 +32 489 77 34 34

 [www.facebook.com/fsbservicesbe/](http://www.facebook.com/fsbservicesbe/)

 [www.instagram.com/fsbservices/](http://www.instagram.com/fsbservices/)

 [info@fsbservices.be](mailto:info@fsbservices.be)